

Силіконові відбиткові матеріали

Silikon ventura



**Невід'ємна частина багатьох
посмішок у всьому світі!**

Madespa

Офіційний представник в Україні "Медтехніка"
м. Житомир, майдан Перемоги, 9
(0412) 42-09-12; (097) 478-27-05
(050) 623-86-57; (063) 014-28-92
Rio Jarama, 120 - 45007 - TOLEDO ESPAÑA (SPAIN)
www.madespa.com

Стенд №



M

Матеріали групи А-силіконів

ventura impress 2
putty soft

База в'язкої консистенції
Не дає усадки
Стойкий до розриву
Висока стійкість до деформації

fast set

робочий час:	1'15"
час в порожнині роту	1'30"
час застигання	2'00"
твердість по Шору А.	60
колір	синій



Корегуюча маса рідкої консистенції
Стойкий до розриву
Висока стійкість до деформацій
Не дає усадки

fast set

робочий час:	1'30"
час в порожнині роту	1'30"
час застигання	2'00"
твердість по Шору А.	48
колір	помаранчевий



M

Матеріали групи А-силіконів

ventura **impress 2**
light body

База в'язкої консистенції
Не дає усадки
Стойкий до розриву
Висока стійкість до деформації

regular set

робочий час:	2'00"
час в порожнині роту	2'30"
час застигання	3'00"
твердість по Шору А.	60
колір	жовтий



Корегуюча маса рідкої консистенції
Стойкий до розриву
Висока стійкість до деформацій
Не дає усадки

regular set

робочий час:	2'15"
час в порожнині роту	3'00"
час застигання	3'30"
твердість по Шору А.	53
колір	зелений





Матеріал групи С-силіконів

ventura top

Catalyst

- Каталізатор червоного кольору у вигляді гелю для точного дозування

Putty

- База жовтого кольору з ароматом лимону
- Твердість по Шору А— 72.
- Висока стійкість до деформацій

Light

- Корегуюча синього кольору
- Стійка до розриву
- Точний відбиток у вологому середовищі
- Завдяки відмінній текучості його можливо використовувати для перебазування



Матеріал для реєстрації оклюзії

ventura bite

- Вініловий полісілоксановий матеріал
- Для всіх видів оклюзії
- Висока тиксотропність
- Зручний в обробці
- Твердість по Шору А-93
- Ідеальний робочий час для змішування: 30 с
- Швидке застигання в порожнині рота для комфорту пацієнта: 45 с
- Колір синій
- Гідрофільний

